

APLW 006

Chariot

pour la prise en charge optimale de jusqu'à 121 pipettes.



- Pour la prise en charge de jusqu'à 121 pipettes à la verticale

Numéro EAN: 4002516115441 / Numéro de matériel: 11104530 /
Ancien Numéro de matériel: 69300600D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Chariot de chargement pour pipettes	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des pipettes/flacons	•
Capacité	
Pipettes [nombre]	121
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	195
Dimension extérieure, largeur nette en mm	535
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	575
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	355
Dimension extérieure, largeur brute en mm	565
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	610
Poids net en kg	4,94
Poids brut en kg	7,38