


APLW 008

Chariot

pour la prise en charge optimale de 3 cassettes de pipettes.



- Pour niveau inférieur
- Dimensions de la cassette à pipettes : l 84 x h 384 x p 84 mm

Numéro EAN: 4002516115465 / Numéro de matériel: 11104550 /  
Ancien Numéro de matériel: 69300800D

<b>Appartenance du produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Composants</b>	
PLW 6111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Chariot de chargement pour pipettes	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des pipettes/flacons	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	456
Dimension extérieure, largeur nette en mm	179
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	366
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	355
Dimension extérieure, largeur brute en mm	565
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	610
Poids net en kg	7,64
Poids brut en kg	9,64