

APLW 009

Chariot

pour la prise en charge optimale de 2 cassettes de pipettes.



**Image**  
in progress

- Pour niveau inférieur
- Longueur maximale pipette : 290 mm

Numéro EAN: 4002516115472 / Numéro de matériel: 11104560 /  
Ancien Numéro de matériel: 69300900D

<b>Appartenance du produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Composants</b>	
PLW 6011	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Chariot de chargement pour pipettes	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des pipettes/flacons	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	166
Dimension extérieure, largeur nette en mm	245
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	66
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	355
Dimension extérieure, largeur brute en mm	565
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	610
Poids net en kg	6,22
Poids brut en kg	8,55