

APLW 011

Panier supérieur

avec 110 emplacements d'injecteur non garnis pour buses Ø 2,5 mm.



**Image
in progress**

- Pour utilisation uniquement aux niveaux supérieurs

Numéro EAN: 4002516115496 / Numéro de matériel: 11104580 /

Ancien Numéro de matériel: 69301100D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Panier à injection	•
Panier supérieur	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox, Blanc
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Flacons [nombre]	110
Verrerie à col étroit [nombre]	110
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	160
Dimension extérieure, largeur nette en mm	532
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	560
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	350
Dimension extérieure, largeur brute en mm	560
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	610
Poids net en kg	5,20
Poids brut en kg	7,80