

APLW 012

Panier supérieur

avec 84 emplacements d'injecteur non garnis pour buses Ø 2,5 mm.



Image
in progress

- Pour utilisation uniquement aux niveaux supérieurs

Numéro EAN: 4002516115502 / Numéro de matériel: 11104590 /
Ancien Numéro de matériel: 69301200D

| | |
|--|-------------------|
| Appartenance du produit | |
| Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire | • |
| Composants | |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| Catégorie de produit | |
| Panier à injection | • |
| Panier supérieur | • |
| Caractéristiques du produit | |
| Matériau | Inox, Plastique |
| Couleur | Bleu, Inox, Blanc |
| Domaine d'application | |
| Traitement de la verrerie de laboratoire | • |
| Capacité | |
| Verrerie à col étroit [nombre] | 84 |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 158 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 532 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 570 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 350 |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 560 |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 600 |
| Poids net en kg | 4,60 |
| Poids brut en kg | 7,40 |