

APLW 013/1  
Panier supérieur  
garni de 42 buses d'injection APLW 051



**Image  
in progress**

- Pour utilisation uniquement aux niveaux supérieurs

Numéro EAN: 4002516115526 / Numéro de matériel: 11104610 /  
Ancien Numéro de matériel: 69301301D

<b>Appartenance du produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Composants</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Panier à injection	•
Panier supérieur	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox, Blanc
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Capacité</b>	
Verrerie à col étroit [nombre]	42
Bouteilles [nombre]	42
Erlenmeyer [nombre]	42
Ballons gradués [nombre]	42
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	160
Dimension extérieure, largeur nette en mm	534
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	569
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	355
Dimension extérieure, largeur brute en mm	565
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	615
Poids net en kg	5,88
Poids brut en kg	8,28
<b>Accessoires</b>	
APLW 051, buse à injection Ø 4 mm, longueur 110 mm [nombre]	42