

APLW 013/2

Panier supérieur

garni de 32 buses d'injection APLW 051 et 10 buses d'injection APLW 055



**Image
in progress**

- Pour utilisation uniquement aux niveaux supérieurs

Numéro EAN: 4002516115533 / Numéro de matériel: 11104620 /
Ancien Numéro de matériel: 69301302D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Panier à injection	•
Panier supérieur	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox, Blanc
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Verrerie à col étroit [nombre]	42
Bouteilles [nombre]	42
Erlenmeyer [nombre]	42
Ballons gradués [nombre]	42
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	250
Dimension extérieure, largeur nette en mm	535
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	570
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	355
Dimension extérieure, largeur brute en mm	565
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	615
Poids net en kg	4,55
Poids brut en kg	9,00
Accessoires	
APLW 051, buse à injection Ø 4 mm, longueur 110 mm [nombre]	32
APLW 055, buse à injection Ø 6 mm, longueur 175 mm [nombre]	10