

APLW 016
Panier supérieur
avec 27 emplacements d'injecteur non garnis.



**Image
in progress**

- Pour utilisation uniquement aux niveaux supérieurs

Numéro EAN: 4002516115588 / Numéro de matériel: 11104660 /
Ancien Numéro de matériel: 69301600D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Panier à injection	•
Panier supérieur	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox, Blanc
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Verrerie à col étroit [nombre]	27
Bouteilles [nombre]	27
Erlenmeyer [nombre]	27
Ballons gradués [nombre]	27
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	260
Dimension extérieure, largeur nette en mm	535
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	570
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	340
Dimension extérieure, largeur brute en mm	555
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	615
Poids net en kg	4,40
Poids brut en kg	6,62