


APLW 018/1

Panier supérieur

équipé de 121 buses d'injection APLW 048 et 24 buses d'injection APLW 051.



- Pour utilisation uniquement aux niveaux supérieurs

Numéro EAN: 4002516115717 / Numéro de matériel: 11104690 /
Ancien Numéro de matériel: 69301801D

| | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| Appartenance du produit | |
| Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire | • |
| Composants | |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| Catégorie de produit | |
| Panier à injection | • |
| Panier supérieur | • |
| Caractéristiques du produit | |
| Matériau | Inox, Plastique |
| Couleur | Bleu, Inox, Blanc |
| Domaine d'application | |
| Traitement de la verrerie de laboratoire | • |
| Capacité | |
| Tubes à essai [nombre] | 121 |
| Flacons [nombre] | 121 |
| Verrerie à col étroit [nombre] | 24 |
| Bouteilles [nombre] | 24 |
| Erlenmeyer [nombre] | 24 |
| Ballons gradués [nombre] | 24 |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 200 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 535 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 570 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 355 |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 565 |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 615 |
| Poids net en kg | 6,92 |
| Poids brut en kg | 11,42 |
| Accessoires | |
| APLW 051, buse à injection Ø 4 mm, longueur 110 mm [nombre] | 32 |
| APLW 048, gicleur à injection Ø 2,5 mm, longueur 80 mm [nombre] | 121 |