

APLW 020/1

Panier inférieur

équipé de 121 buses d'injection APLW 047.



Image
in progress

- Pour utilisation uniquement au niveau du bas

Numéro EAN: 4002516115755 / Numéro de matériel: 11104730 /
Ancien Numéro de matériel: 69302001D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Panier à injection	•
Panier inférieur	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox, Noir, Blanc
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Tubes à essai [nombre]	121
Flacons [nombre]	121
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	200
Dimension extérieure, largeur nette en mm	535
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	575
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	355
Dimension extérieure, largeur brute en mm	562
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	675
Poids net en kg	8,64
Poids brut en kg	11,26
Accessoires	
APLW 047, gicleur à injection Ø 2,5 mm, longueur 50 mm [nombre]	121