

APLW 021

Panier inférieur

avec 110 emplacements d'injecteur non garnis pour buses Ø 2,5 mm.



Image
in progress

- Pour utilisation uniquement au niveau du bas

Numéro EAN: 4002516115762 / Numéro de matériel: 11104740 /
Ancien Numéro de matériel: 69302100D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Panier à injection	•
Panier inférieur	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir, Blanc
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Tubes à essai [nombre]	110
Flacons [nombre]	110
Verrerie à col étroit [nombre]	110
Bouteilles [nombre]	110
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	575
Dimension extérieure, largeur nette en mm	504
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	450
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	355
Dimension extérieure, largeur brute en mm	562
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	615
Poids net en kg	5,91
Poids brut en kg	8,35