

APLW 022

Panier inférieur

avec 70 emplacements d'injecteur non garnis pour buses Ø 2,5 mm.



Image
in progress

- Pour utilisation uniquement au niveau du bas

Numéro EAN: 4002516115779 / Numéro de matériel: 11104750 /
Ancien Numéro de matériel: 69302200D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Panier à injection	•
Panier inférieur	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir, Blanc
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Verrerie à col étroit [nombre]	70
Bouteilles [nombre]	70
Erlenmeyer [nombre]	70
Ballons gradués [nombre]	70
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	580
Dimension extérieure, largeur nette en mm	515
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	534
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	355
Dimension extérieure, largeur brute en mm	562
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	615
Poids net en kg	5,83
Poids brut en kg	8,27