

APLW 023

Panier inférieur

avec 56 emplacements d'injecteur non garnis pour buses Ø 2,5 mm.

Miele

**Image
in progress**

- Pour utilisation uniquement au niveau du bas

Numéro EAN: 4002516115786 / Numéro de matériel: 11104760 /
Ancien Numéro de matériel: 69302300D

| | |
|--|-------------------|
| Appartenance du produit | |
| Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire | • |
| Composants | |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| Catégorie de produit | |
| Panier à injection | • |
| Panier inférieur | • |
| Caractéristiques du produit | |
| Matériau | Inox, Plastique |
| Couleur | Inox, Noir, Blanc |
| Domaine d'application | |
| Traitement de la verrerie de laboratoire | • |
| Capacité | |
| Verrerie à col étroit [nombre] | 56 |
| Bouteilles [nombre] | 56 |
| Erlenmeyer [nombre] | 56 |
| Ballons gradués [nombre] | 56 |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 575 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 504 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 480 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 355 |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 562 |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 615 |
| Poids net en kg | 5,48 |
| Poids brut en kg | 7,91 |