

APLW 024/2

Panier inférieur

équipé de 32 buses d'injection APLW 051 et 10 buses d'injection APLW 055.



**Image  
in progress**

- Pour utilisation uniquement au niveau du bas

Numéro EAN: 4002516115816 / Numéro de matériel: 11104790 /  
Ancien Numéro de matériel: 69302402D

<b>Appartenance du produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Composants</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Panier à injection	•
Panier inférieur	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox, Noir, Blanc
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Capacité</b>	
Verrerie à col étroit [nombre]	42
Bouteilles [nombre]	42
Erlenmeyer [nombre]	42
Ballons gradués [nombre]	42
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	220
Dimension extérieure, largeur nette en mm	535
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	575
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	352
Dimension extérieure, largeur brute en mm	562
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	615
Poids net en kg	5,97
Poids brut en kg	10,48
<b>Accessoires</b>	
APLW 051, buse à injection Ø 4 mm, longueur 110 mm [nombre]	32
APLW 055, buse à injection Ø 6 mm, longueur 175 mm [nombre]	10