

APLW 024/3

Panier inférieur

garni de 30 buses d'injection APLW 066 et 12 buses d'injection APLW 067.



**Image  
in progress**

- Pour utilisation uniquement au niveau du bas

Numéro EAN: 4002516115823 / Numéro de matériel: 11104800 /  
Ancien Numéro de matériel: 69302403D

<b>Appartenance du produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Composants</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Panier à injection	•
Panier inférieur	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox, Noir, Blanc
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Capacité</b>	
Verrerie à col étroit [nombre]	42
Bouteilles [nombre]	42
Erlenmeyer [nombre]	42
Ballons gradués [nombre]	42
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	220
Dimension extérieure, largeur nette en mm	535
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	575
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	352
Dimension extérieure, largeur brute en mm	562
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	615
Poids net en kg	5,22
Poids brut en kg	13,87
<b>Accessoires</b>	
APLW 066, gicleur à injection Ø 6 mm, longueur 175 mm [nombre]	30
APLW 067, gicleur à injection Ø 6 mm, longueur 225 mm [nombre]	12