

APLW 025/1

Panier inférieur

garni de 12 buses d'injection APLW 056 et 12 buses d'injection APLW 052.

Miele

**Image
in progress**

- Pour utilisation uniquement au niveau du bas
- Espace utile 230 x 490 mm

Numéro EAN: 4002516115847 / Numéro de matériel: 11104820 /
Ancien Numéro de matériel: 69302501D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Panier à injection	•
Panier inférieur	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox, Noir, Blanc
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Verrerie à col étroit [nombre]	24
Bouteilles [nombre]	24
Erlenmeyer [nombre]	24
Ballons gradués [nombre]	24
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	270
Dimension extérieure, largeur nette en mm	535
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	570
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	350
Dimension extérieure, largeur brute en mm	560
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	610
Poids net en kg	5,25
Poids brut en kg	8,39
Accessoires	
APLW 052, gicleur à injection Ø 4 mm, longueur 175 mm [nombre]	12
APLW 056, gicleur à injection Ø 6 mm, longueur 225 mm [nombre]	12