

APLW 026  
Panier inférieur  
avec 20 emplacements d'injecteur non garnis pour buses.



**Image  
in progress**

- Pour utilisation uniquement au niveau du bas

Numéro EAN: 4002516115854 / Numéro de matériel: 11104830 /  
Ancien Numéro de matériel: 69302600D

<b>Appartenance du produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Composants</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Panier à injection	•
Panier inférieur	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir, Blanc
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Capacité</b>	
Verrerie à col étroit [nombre]	20
Bouteilles [nombre]	20
Erlenmeyer [nombre]	20
Ballons gradués [nombre]	20
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	570
Dimension extérieure, largeur nette en mm	536
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	516
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	340
Dimension extérieure, largeur brute en mm	555
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	615
Poids net en kg	4,92
Poids brut en kg	7,40