

APLW 030
Panier inférieur
avec 12 emplacements d'injecteur non garnis pour buses.



Miele

**Image
in progress**

- Pour utilisation uniquement au niveau du bas
- Espace utile 220 x 490 mm

Numéro EAN: 4002516115908 / Numéro de matériel: 11104880 /
Ancien Numéro de matériel: 69303000D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Panier à injection	•
Panier inférieur	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir, Blanc
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Verrerie à col étroit [nombre]	12
Bouteilles [nombre]	12
Erlenmeyer [nombre]	12
Ballons gradués [nombre]	12
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	135
Dimension extérieure, largeur nette en mm	424
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	582
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	355
Dimension extérieure, largeur brute en mm	565
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	615
Poids net en kg	4,32
Poids brut en kg	6,72