


APLW 030/1

Panier inférieur

équipé de 6 buses d'injection APLW 067 et 6 buses d'injection APLW 066.



- Pour utilisation uniquement au niveau du bas

Numéro EAN: 4002516115915 / Numéro de matériel: 11104890 /
Ancien Numéro de matériel: 69303001D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Panier à injection	•
Panier inférieur	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox, Noir, Blanc
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Verrerie à col étroit [nombre]	12
Bouteilles [nombre]	12
Erlenmeyer [nombre]	12
Ballons gradués [nombre]	12
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	235
Dimension extérieure, largeur nette en mm	535
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	575
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	355
Dimension extérieure, largeur brute en mm	565
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	615
Poids net en kg	5,33
Poids brut en kg	8,55
Accessoires	
APLW 066, gicleur à injection Ø 6 mm, longueur 175 mm [nombre]	6
APLW 067, gicleur à injection Ø 6 mm, longueur 225 mm [nombre]	6