

APLW 032/1

Panier inférieur

garni de 121 buses d'injection APLW 048 et 24 buses d'injection APLW 056.



**Image
in progress**

- Pour utilisation uniquement au niveau du bas

Numéro EAN: 4002516115946 / Numéro de matériel: 11104920 /
Ancien Numéro de matériel: 69303201D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Panier à injection	•
Panier inférieur	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox, Noir, Blanc
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Tubes à essai [nombre]	121
Flacons [nombre]	121
Verrerie à col étroit [nombre]	24
Bouteilles [nombre]	24
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	270
Dimension extérieure, largeur nette en mm	535
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	575
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	355
Dimension extérieure, largeur brute en mm	560
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	610
Poids net en kg	5,99
Poids brut en kg	13,98
Accessoires	
APLW 048, gicleur à injection Ø 2,5 mm, longueur 80 mm [nombre]	121
APLW 056, gicleur à injection Ø 6 mm, longueur 225 mm [nombre]	24