


APLW 034

Protection

Hauteur 250 mm, pour la fixation des articles délicats.



Numéro EAN: 4002516115960 / Numéro de matériel: 11104940 /
Ancien Numéro de matériel: 69303400D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Autre complément	•
Cache	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	250
Dimension extérieure, largeur nette en mm	248
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	248
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	330
Dimension extérieure, largeur brute en mm	312
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	315
Poids net en kg	0,52
Poids brut en kg	1,38