

APLW 036

Protection

Hauteur 45 mm, pour la fixation des articles délicats.



Numéro EAN: 4002516115984 / Numéro de matériel: 11104960 /  
Ancien Numéro de matériel: 69303600D

<b>Appartenance du produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Composants</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Autre complément	•
Cache	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	248
Dimension extérieure, largeur nette en mm	248
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	45
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	278
Dimension extérieure, largeur brute en mm	57
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	285
Poids net en kg	0,39
Poids brut en kg	0,53