

APLW 037

Grille de protection

réglable en hauteur, pour la fixation des articles délicats



Numéro EAN: 4002516115991 / Numéro de matériel: 11104970 /
Ancien Numéro de matériel: 69303700D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Autre complément	•
Cache	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	225
Dimension extérieure, largeur nette en mm	369
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	380
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	350
Dimension extérieure, largeur brute en mm	430
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	510
Poids net en kg	1,13
Poids brut en kg	2,82