

APLW 038

Utilisation

pour la prise en charge des erlenmeyers à col large et cylindres gradués.



- Équipé de 14 crochets à ressort hauteur 175 mm et 14 de 105 mm

Numéro EAN: 4002516116004 / Numéro de matériel: 11104980 /
Ancien Numéro de matériel: 69303800D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour la verrerie à col étroit	•
Complément pour diverses bouteilles	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	185
Dimension extérieure, largeur nette en mm	195
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	450
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	345
Dimension extérieure, largeur brute en mm	435
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	510
Poids net en kg	0,60
Poids brut en kg	2,41