

APLW 039

Utilisation

pour la prise en charge optimale des boîtes de Pétri.



- Convient pour 26 boîtes de Pétri
- Écart entre les supports 24 mm

Numéro EAN: 4002516116011 / Numéro de matériel: 11104990 /  
Ancien Numéro de matériel: 69303900D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les boîtes de Pétri	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	83
Dimension extérieure, largeur nette en mm	237
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	430
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	255
Dimension extérieure, largeur brute en mm	410
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	510
Poids net en kg	1,17
Poids brut en kg	2,47