


APLW 040

Utilisation

pour la prise en charge optimale des éprouvettes, hauteur 100 mm.



- Pour utilisation avec le couvercle APLW 043

Numéro EAN: 4002516116028 / Numéro de matériel: 11105000 /
Ancien Numéro de matériel: 69304000D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les tubes à essai	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Hauteur de chargement maximale en mm	115
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	100
Dimension extérieure, largeur nette en mm	220
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	220
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	330
Dimension extérieure, largeur brute en mm	315
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	315
Poids net en kg	0,47
Poids brut en kg	1,58