


APLW 041

Utilisation

pour la prise en charge optimale des éprouvettes, hauteur 130 mm.



- Pour utilisation avec le couvercle APLW 043

Numéro EAN: 4002516116035 / Numéro de matériel: 11105010 /  
Ancien Numéro de matériel: 69304100D

|  |      |
|--|------|
| <b>Appartenance du produit</b>                 |      |
| Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire | •    |
| <b>Composants</b>                              |      |
| PLW 6011                                       | •    |
| PLW 6111                                       | •    |
| <b>Catégorie de produit</b>                    |      |
| Complément/module pour les tubes à essai       | •    |
| <b>Caractéristiques du produit</b>             |      |
| Matériau                                       | Inox |
| Couleur  | Inox |
| Hauteur de chargement maximale en mm           | 115  |
| <b>Domaine d'application</b>                   |      |
| Traitement de la verrerie de laboratoire       | •    |
| <b>Dimensions et poids</b>                     |      |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm      | 130  |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm      | 220  |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm   | 220  |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm      | 330  |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm      | 300  |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm   | 315  |
| Poids net en kg                                | 0,55 |
| Poids brut en kg                               | 1,35 |