


APLW 043  
Couvercle  
pour compléments APLW 040–042



Numéro EAN: 4002516116059 / Numéro de matériel: 11105030 /  
Ancien Numéro de matériel: 69304300D

<b>Appartenance du produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Composants</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Couvercle	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	15
Dimension extérieure, largeur nette en mm	205
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	205
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	215
Dimension extérieure, largeur brute en mm	170
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	270
Poids net en kg	0,18
Poids brut en kg	0,55