


APLW 044

Filet de séparation

pour diviser la surface de l'APLW 040-042.



Numéro EAN: 4002516116066 / Numéro de matériel: 11105040 /
Ancien Numéro de matériel: 69304400D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les tubes à essai	•
Support	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	75
Dimension extérieure, largeur nette en mm	205
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	200
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	215
Dimension extérieure, largeur brute en mm	170
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	270
Poids net en kg	0,36
Poids brut en kg	0,60