

APLW 045

Gicleur à injection

avec supports plastique, en cône, Ø 2,5, longueur 80 mm.

Miele

Image
in progress

- Convient aux paniers et chariots à injection courants
- Convient aux cylindres gradués, fioles jaugées et éprouvettes
- Avec capuchon de buse, Ø 4 mm

Numéro EAN: 4002516116073 / Numéro de matériel: 11105050 /
Ancien Numéro de matériel: 69304500D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	15
Dimension extérieure, largeur nette en mm	15
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	90
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	40
Dimension extérieure, largeur brute en mm	65
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	118
Poids net en kg	0,01
Poids brut en kg	0,02