

APLW 046

Gicleur à injection

avec supports plastique, en cône et à ressort, Ø 2,5, longueur 80 mm.



- Convient aux paniers et chariots à injection courants
- Convient aux cylindres gradués, fioles jaugées et éprouvettes
- Avec capuchon de buse, Ø 4 mm

Numéro EAN: 4002516116080 / Numéro de matériel: 11105060 /  
Ancien Numéro de matériel: 69304600D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Composants</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Gicleur à injection	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	12
Dimension extérieure, largeur nette en mm	20
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	90
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	12
Dimension extérieure, largeur brute en mm	80
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	120
Poids net en kg	0,01
Poids brut en kg	0,01