

APLW 048

Gicleur à injection

avec supports plastique, en étoile, Ø 2,5, longueur 80 mm.



- Convient aux paniers et chariots à injection courants
- Convient aux cylindres gradués, fioles jaugées et éprouvettes
- Avec capuchon de buse, Ø 4 mm

Numéro EAN: 4002516116097 / Numéro de matériel: 11105080 /
Ancien Numéro de matériel: 69304800D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	32
Dimension extérieure, largeur nette en mm	32
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	90
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	5
Dimension extérieure, largeur brute en mm	110
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	167
Poids net en kg	0,00
Poids brut en kg	0,00