

APLW 052

Gicleur à injection

avec supports plastique, en étoile, blocage, Ø 4, longueur 175 mm.



- Convient aux paniers et chariots à injection courants
- Convient aux cylindres gradués, fioles jaugées et éprouvettes
- Avec capuchon de buse, Ø 5 mm

Numéro EAN: 4002516117278 / Numéro de matériel: 11105120 /

Ancien Numéro de matériel: 69305200D

| Appartenance du produit | |
|--|-----------------|
| Laveurs-désinfecteurs, laboratoire | • |
| Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire | • |
| Composants | |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| PLW 8505 | • |
| Catégorie de produit | |
| Gicleur à injection | • |
| Caractéristiques du produit | |
| Matériau | Inox, Plastique |
| Couleur | Bleu, Inox |
| Domaine d'application | |
| Traitement de la verrerie de laboratoire | • |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 54 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 54 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 178 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 12 |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 100 |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 150 |
| Poids net en kg | 0,02 |
| Poids brut en kg | 0,02 |