

APLW 059

Gicleur à injection

avec supports plastique, fixation des articles, blocage, Ø 6, longueur 225 mm.



- Convient aux paniers et chariots à injection courants
- Convient aux cylindres gradués, fioles jaugées et éprouvettes
- Avec capuchon de buse, Ø 10 mm

Numéro EAN: 4002516116257 / Numéro de matériel: 11105190 /  
Ancien Numéro de matériel: 69305900D

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Appartenance du produit</b>                 |                 |
| Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire | •               |
| <b>Composants</b>                              |                 |
| PLW 6011                                       | •               |
| PLW 6111                                       | •               |
| <b>Catégorie de produit</b>                    |                 |
| Gicleur à injection                            | •               |
| <b>Caractéristiques du produit</b>             |                 |
| Matériau                                       | Inox, Plastique |
| Couleur  | Bleu, Inox      |
| <b>Domaine d'application</b>                   |                 |
| Traitement de la verrerie de laboratoire       | •               |
| <b>Dimensions et poids</b>                     |                 |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm      | 77              |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm      | 77              |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm   | 258             |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm      | 55              |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm      | 100             |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm   | 300             |
| Poids net en kg                                | 0,05            |
| Poids brut en kg                               | 0,12            |