

APLW 064

Gicleur à injection

avec supports plastique et logement à goulot, en étoile, Ø 6, longueur 225 mm.



- Convient aux paniers et chariots à injection courants
- Convient aux cylindres gradués, fioles jaugées et éprouvettes
- Avec capuchon de buse, Ø 10 mm
- Avec blocage

Numéro EAN: 4002516116301 / Numéro de matériel: 11105240 /
Ancien Numéro de matériel: 69306400D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	76
Dimension extérieure, largeur nette en mm	76
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	231
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	55
Dimension extérieure, largeur brute en mm	100
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	300
Poids net en kg	0,04
Poids brut en kg	0,10