

APLW 065

Gicleur à injection

avec supports plastique et logement à goulot, en étoile, Ø 6, longueur 275 mm.



- Convient aux paniers et chariots à injection courants
- Convient aux cylindres gradués, fioles jaugées et éprouvettes
- Avec capuchon de buse, Ø 10 mm
- Avec blocage

Numéro EAN: 4002516116318 / Numéro de matériel: 11105250 /  
Ancien Numéro de matériel: 69306500D

<b>Appartenance du produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Composants</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Gicleur à injection	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	75
Dimension extérieure, largeur nette en mm	75
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	287
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	55
Dimension extérieure, largeur brute en mm	100
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	300
Poids net en kg	0,04
Poids brut en kg	0,11