

APLW 067

Gicleur à injection

avec support Ø 6, longueur 225 mm.



- Convient aux paniers et chariots à injection courants
- Convient aux cylindres gradués, fioles jaugées et éprouvettes
- Avec capuchon de buse, Ø 10 mm

Numéro EAN: 4002516116332 / Numéro de matériel: 11105270 /  
Ancien Numéro de matériel: 69306700D

<b>Appartenance du produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Composants</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Gicleur à injection	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Câble, rilsanisé, Inox
Couleur	Bleu, Inox, Blanc
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	70
Dimension extérieure, largeur nette en mm	70
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	235
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	55
Dimension extérieure, largeur brute en mm	180
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	250
Poids net en kg	0,08
Poids brut en kg	0,09