

APLW 068

Gicleur à injection

avec support Ø 6, longueur 275 mm.



- Convient aux paniers et chariots à injection courants
- Convient aux cylindres gradués, fioles jaugées et éprouvettes
- Avec capuchon de buse, Ø 10 mm

Numéro EAN: 4002516116349 / Numéro de matériel: 11105280 /
Ancien Numéro de matériel: 69306800D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Câble, rilsanisé, Inox
Couleur	Bleu, Inox, Blanc
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	70
Dimension extérieure, largeur nette en mm	85
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	287
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	55
Dimension extérieure, largeur brute en mm	100
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	300
Poids net en kg	0,09
Poids brut en kg	0,15