

APLW 070

Gicleur à injection

avec support inox, Ø 8, longueur 320 mm.



- Convient aux paniers et chariots à injection courants
- Convient aux cylindres gradués, fioles jaugées et éprouvettes
- Surface de pose à la pointe de la buse, Ø 17 mm

Numéro EAN: 4002516116363 / Numéro de matériel: 11105300 /  
Ancien Numéro de matériel: 69307000D

<b>Appartenance du produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Composants</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Gicleur à injection	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Gris
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	87
Dimension extérieure, largeur nette en mm	87
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	330
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	108
Dimension extérieure, largeur brute en mm	117
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	305
Poids net en kg	0,10
Poids brut en kg	0,19