

APLW 071

Gicleur à injection

avec support cyl. gradué jusqu'à Ø 105 mm et buses d'inj. Ø 8, longueur 320 mm.



- Convient aux paniers et chariots à injection courants
- Convient aux cylindres gradués, fioles jaugées et éprouvettes
- Surface de pose à la pointe de la buse, Ø 17 mm

Numéro EAN: 4002516116370 / Numéro de matériel: 11105310 /
Ancien Numéro de matériel: 69307100D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Gris
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	120
Dimension extérieure, largeur nette en mm	120
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	330
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	125
Dimension extérieure, largeur brute en mm	165
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	350
Poids net en kg	0,24
Poids brut en kg	0,38