

APLW 086

Logement de goulot

Ø 45 mm, pour buses d'injection Ø 6 mm.

Miele

Image
in progress

Numéro EAN: 4002516116646 / Numéro de matériel: 11105460 /
Ancien Numéro de matériel: 69308600D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Autres accessoires	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Blanc
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	33
Dimension extérieure, largeur nette en mm	33
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	70
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	12
Dimension extérieure, largeur brute en mm	120
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	170
Poids net en kg	0,05
Poids brut en kg	0,05