

APLW 088

Support

pour cylindre gradué jusqu'à Ø 105 mm et buses d'injection Ø 8.



Numéro EAN: 4002516116660 / Numéro de matériel: 11105480 /
Ancien Numéro de matériel: 69308800D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Support	•
Autres accessoires	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	12
Dimension extérieure, largeur nette en mm	120
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	300
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	108
Dimension extérieure, largeur brute en mm	117
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	305
Poids net en kg	0,14
Poids brut en kg	0,23