

APLW 091
Logement
pour buses d'injection Ø 2,5 mm.



Numéro EAN: 4002516116691 / Numéro de matériel: 11105510 /
Ancien Numéro de matériel: 69309100D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Support	•
Autres accessoires	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Gris
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	20
Dimension extérieure, largeur nette en mm	20
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	17
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	12
Dimension extérieure, largeur brute en mm	80
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	120
Poids net en kg	0,00
Poids brut en kg	0,00