

APLW 092

Bouchon d'obturation

pour obturer les ouvertures non utilisées des supports de charge.



Numéro EAN: 4002516116714 / Numéro de matériel: 11105520 /
Ancien Numéro de matériel: 69309200D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Autres accessoires	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Noir
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	12
Dimension extérieure, largeur nette en mm	12
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	15
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	12
Dimension extérieure, largeur brute en mm	80
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	120
Poids net en kg	0,00
Poids brut en kg	0,00