

APLW 093
Douille de rinçage
avec bouchon pour pipettes max. Ø 11 mm



Numéro EAN: 4002516116721 / Numéro de matériel: 11105530 /
Ancien Numéro de matériel: 69309300D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Support	•
Autres accessoires	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Silicone
Couleur	Inox, Blanc
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	25
Dimension extérieure, largeur nette en mm	25
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	118
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	12
Dimension extérieure, largeur brute en mm	80
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	120
Poids net en kg	0,05
Poids brut en kg	0,05