

A 845/1

Gicleur à injection

avec supports plastiques, diamètre de buse 2,5, longueur 125 mm, 5 pièces.



- Pour chariot et paniers à injection, vissable
- Composant du système EasyLoad
- Unité d'emballage contenant 5 buses

Numéro EAN: 4002516188940 / Numéro de matériel: 11116120 /  
Ancien Numéro de matériel: 69684501D

| Famille produit                                |                 |
|--|-----------------|
| Laveurs-désinfecteurs, laboratoire             | •               |
| Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire | •               |
| Composants                                     |                 |
| G 7825   | •               |
| PG 8527  | •               |
| PG 8528  | •               |
| PG 8535  | •               |
| PG 8536  | •               |
| PG 8504  | •               |
| PG 8583  | •               |
| PG 8583 CD                                     | •               |
| PG 8593  | •               |
| PLW 8615                                       | •               |
| PLW 8616                                       | •               |
| PLW 8617                                       | •               |
| Catégorie de produit                           |                 |
| Gicleur à injection                            | •               |
| Caractéristiques du produit                    |                 |
| Matériau                                       | Inox, Plastique |
| Couleur  | Inox, Noir      |
| Composant du système EasyLoad                  | •               |
| Domaine d'application                          |                 |
| Traitement de la verrerie de laboratoire       | •               |
| Dimensions et poids                            |                 |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm      | 125             |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm      | 60              |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm   | 55              |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm      | 85              |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm      | 120             |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm   | 150             |
| Poids net en kg                                | 0,06            |
| Poids brut en kg                               | 0,13            |