

A 300/3

Module

pour le traitement optimal de la verrerie de laboratoire – 8 buses.



- Pour verrerie div. comme erlenmeyers, ballons gradués, etc.
- Équipé de 4 buses A 840 et de 4 buses A 841
- Composant du système EasyLoad
- Distance entre les buses 118 mm de largeur, 118 mm de profondeur

Numéro EAN: 4002516188964 / Numéro de matériel: 11116900 /  
Ancien Numéro de matériel: 69630003D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
<b>Composants</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément/module pour la verrerie à col étroit	•
Complément pour diverses bouteilles	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Nombre de compléments	8
Composant du système EasyLoad	•
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Capacité</b>	
Verrerie à col étroit [nombre]	8
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	228
Dimension extérieure, largeur nette en mm	208
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	479
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	200
Dimension extérieure, largeur brute en mm	240
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	515
Poids net en kg	1,47
Poids brut en kg	1,91
<b>Accessoires</b>	
A 840, gicleur à injection Ø 6 mm, longueur 130 mm [nombre]	4
A 841, gicleur à injection Ø 6 mm, longueur 210 mm [nombre]	4