

AK 12/1
Utilisation
pour divers ustensiles.



- Convient par ex. pour béchers, entonnoirs et tire-lait
- Avec poignées flexibles

Numéro EAN: 4002516343714 / Numéro de matériel: 11131690 /
Ancien Numéro de matériel: 69501204D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Composants	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les béchers	•
Complément/module pour la verrerie à col large	•
Autre complément	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement de divers ustensiles	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	122
Dimension extérieure, largeur nette en mm	224
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	434
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	125
Dimension extérieure, largeur brute en mm	245
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	450
Poids net en kg	0,65
Poids brut en kg	1,07