

APFD 202

Adaptateur

pour rangement d'appareils respiratoires de la marque Interspiro®.



- Six adaptateurs utilisables dans compléments APFD 200 et APLW 630
- Pour traitement sécurisé des appareils respiratoires
- Convient pour un diamètre de 44 mm maximum

Numéro EAN: 4002516131830 / Numéro de matériel: 11150650 /  
Ancien Numéro de matériel: 67020201D

<b>Appartenance du produit</b>	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
<b>Composants</b>	
PG 8063	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Adaptateur pour appareils respiratoires	•
Adaptateur	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Indicateur air comprimé	•
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des appareils respiratoires	•
<b>Capacité</b>	
Appareils respiratoires [nombre]	6
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	50
Dimension extérieure, largeur brute en mm	120
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	150
Poids net en kg	0,68
Poids brut en kg	0,69