

MB-CVA 7000

Réceptacle de lait en verre

pour déguster un latte macchiato ou un cappuccino à toute heure !

Numéro EAN: 4002516181491 / Numéro de matériel: 11234120 /  
Ancien Numéro de matériel: 29992644EU1



- Ce réceptacle est inclus avec la CVA 7000
- Deuxième réceptacle en cas d'utilisation intensive de l'appareil
- Volume de remplissage 0,7 l
- Contenu: 1 réceptacle verre prémonté avec couvercle avec lances